

# DERMACIT

## gel

**DERMACIT GEL** è un gel studiato per proteggere la pelle e aiutare a prevenire la possibile insorgenza di infezioni causata dal contatto con microorganismi esogeni mediante un effetto barriera che crea le condizioni per agevolare il ripristino della fisiologica barriera cutanea e favorire il processo di riepitelizzazione.

**DERMACIT GEL** è composto da sostanze naturalmente presenti nell'organismo (acido ialuronico e perossido di idrogeno) capaci di creare un microambiente sfavorevole alla contaminazione microbica.

### INDICAZIONI D'USO

È in particolare indicato nei casi di soggetti con pelle predisposta a sviluppare abrasioni superficiali e ragadi cutanee (mani e piedi) causati dalla fragilità della cute. E' anche indicato come coadiuvante nel trattamento delle piccole cicatrici postchirurgiche.

### MODALITÀ D'USO

Lavare bene le mani prima dell'uso. Pulire bene la cute con soluzione detergente idonea con Dermacit Spray o con soluzione fisiologica prima dell'applicazione del prodotto. Stendere sulla parte interessata una piccola quantità di prodotto in modo uniforme. In caso fosse necessario, ripetere l'applicazione più volte al dì.

### INGREDIENTI

Aqua, carbomer, hydrogen peroxide, xanthan gum, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, squalane, hydrolyzed hyaluronic acid, sodium hydroxide, polysorbate 60, sodium hyaluronate.

### AVVERTENZE

**DERMACIT GEL** è di solito ben tollerato. Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso in cui il prodotto venga in contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con abbondante acqua fredda. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Dopo l'uso richiudere accuratamente il tappo. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul tubetto. Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto.